

**Vaso de muestra angular, PP**

Windaus-Labortechnik

Vaso de muestra angular, PP

Nuevo sistema tomamuestras que facilita la toma de muestras manual.

Adaptación universal gracias a:

- Cambio rápido y sencillo del equipo para la toma de muestras
- Cambio simple gracias al mecanismo a presión
- Varillas telescópicas de fibra de vidrio extremadamente fuertes, no corrosivas
- Hasta 20 tomamuestras distintos
- Cuatro varillas telescópicas distintas de fibra de vidrio de 1,5 m hasta 6,00 m de longitud

Pedir las varillas telescópicas por separado.

Con vaso de precipitados intercambiable hecho de PP. La construcción del soporte del vaso de precipitado (banda de tensión de acero inoxidable) permite girar el vaso de precipitado para cambiar la dirección de vertido, así como el ajuste de la construcción del ángulo de encaje (0 a 180°).



Code	Description	Packaging
LLG07621456	Sampling retention beaker	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

