

**Red de plancton**

Windaus-Labortechnik

Red de plancton

Nuevo sistema tomamuestras que facilita la toma de muestras manual.

Adaptación universal gracias a:

- Cambio rápido y sencillo del equipo para la toma de muestras
- Cambio simple gracias al mecanismo a presión
- Varillas telescópicas de fibra de vidrio extremadamente fuertes, no corrosivas
- Hasta 20 tomamuestras distintos
- Cuatro varillas telescópicas distintas de fibra de vidrio de 1,5 m hasta 6,00 m de longitud

Pedir las varillas telescópicas por separado.

Ancho de malla 65 µm, versión robusta con un robusto anillo de aluminio de 200 mm de diámetro. El anillo está cubierto con tela de nylon para proteger la gasa de seda de que se rompa. Con un recipiente colector de 100 ml (frasco Kautex de 100 ml). Se puede abrir la red en el fondo para llenar los frascos. Con pieza de conexión universal.



Code	Description	Packaging
LLG06263288	Plankton net 65µm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

