

**Cucharas de medición , PP****VITLAB****Cucharas de medición , PP**

Cucharas blancas de medición que también son adecuadas como cucharas de pesaje. Con un borde de llenado formado con precisión y un mango cómodo y estable. Cantidades de volumen fácilmente legibles en la parte superior del mango. Producto apto para uso alimentario según el reglamento (UE) N° 10/2011.



Code	Description	Packaging
LLG09201042	Measuring scoops, 2ml, PP, 60mm, pack 12	12 pz.
LLG09201045	Measuring scoops, 10ml, PP, 100mm, 12	12 pz.
LLG09201047	Measuring scoops, 25ml, PP, 135mm, 12	12 pz.
LLG09201048	Measuring scoops, 50ml, PP, 160mm, 12	12 pz.
LLG09201049	Measuring scoops, 100ml, PP, 200mm, 12	12 pz.
LLG09201050	Measuring scoops, 1000ml, PP, 385mm, 6	6 pz.
LLG09201052	Measuring scoop, 2 ml, PPwhite, 60 mm l	1 pz.
LLG09201053	Measuring scoop, 5 ml, PPwhite, 82 mm l	1 pz.
LLG09201055	Measuring scoop, 10 ml, PPwhite, 100 mm	1 pz.
LLG09201057	Measuring scoop, 25 ml, PPwhite, 135 mm	1 pz.
LLG09201058	Measuring scoop, 50 ml, PPwhite, 160 mm	1 pz.
LLG09201059	Measuring scoop, 100 ml, PPwhite, 200 m	1 pz.
LLG09201061	Measuring scoops, 250 ml, PPwhite, 260	1 pz.
LLG09201062	Measuring scoops, 500 ml, PPwhite, 315	1 pz.
LLG09201065	Measuring scoops, 1000 ml, PPwhite, 385	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

