

**Electrodo de pH BlueLine 27, no rellenable****SI Analytics****Electrodo de pH BlueLine 27, no rellenable**

Cadena de medición del pH con eje de vidrio, sistema de referencia Ag/AgCl. Combinación de cables LB 1A o LB 1BNC bajo pedido. Uso universal, entre otros en la industria química, farmacéutica y alimentaria.

Especificaciones

Range de temperatura: -5 ... 50 °C

Range de pH: 2 ... 13 pH

Longitud / Ø: 120 mm / 12 mm

Electrolito: Referid®

Diafragma: Paso anular

Resistencia de la membrana a 25 °C: 400 MΩ





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

