

**Electrodo redox BlueLine 31 RX, rellenable****SI Analytics****Electrodo redox BlueLine 31 RX, rellenable**

Cadena de medición monovarilla redox con eje de vidrio, sistema de referencia Ag/AgCl y cabezal roscable. Combinación de cables LB 1A o LB 1BNC bajo pedido.

Uso universal, entre otros en la industria química, farmacéutica y alimentaria.

Especificaciones

Temperaturbereich: -5 ... 100 °C

Sonda: Visor de Pt

Sonda de temperatura: no

Longitud / Ø: 120 mm / 12 mm

Electrolito: líquido, KCl 3 mol/l

Diafragma: Cerámico

Sonda: Platino

Cierre del orificio de recarga: Con tapa deslizando





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

