

**Cajas de inicio Tapones b.safe, GL 45, PPS****Bohlender GmbH****Cajas de inicio Tapones b.safe, GL 45, PPS**

Equipo inicial para HPLC con tapones b.safe para botellas con rosca GL 45. Además se incluyen accesorios para una fácil conexión de los tubos capilares, acoplamiento ciegos para cerrar las conexiones no utilizadas y válvulas de aire para una extracción sin problemas de los disolventes. Para hasta 4 botellas de almacenamiento.

Material de suministro:**Caja de inicio 1:**

- 3 x Tapón b.safe GL 45 con 2 conexiones UNF ¼" 28G
- 1 x Tapón b.safe GL 45 con 3 conexiones UNF ¼" 28G
- 4 x Válvula de aire con indicador de vida útil
- 5 x Conectores amarillos para tubos con un diámetro exterior de 3,2 mm
- 1 x Acoplamiento ciego

Caja de inicio 2:

- 4 x Tapón b.safe GL 45 con 3 conexiones UNF ¼" 28G
- 8 x Válvula de aire con indicador de vida útil
- 4 x Conectores amarillos para tubos de 3,2 mm de diámetro exterior
- 4 x Acoplamiento ciegos

Caja de inicio 3:

- 4 x Tapón b.safe GL 45 con 4 conexiones UNF ¼" 28G
- 4 x Válvula de aire con indicador de vida útil
- 12 x Conectores amarillos para tubo de 3,2 mm de diámetro exterior
- 8 x Acoplamiento ciegos



Code	Description	Packaging
LLG06313845	b.safe-Removal cap Starter Kit 1 GL 45,	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

