

**Válvulas de aire, PP**

Bohlender GmbH

Válvulas de aire, PP

Rojo/amarillo. Con rosca de conexión UNF ¼" 28G. Membrana del filtro de PTFE/PP con una porosidad de 1 µm y válvula antirretorno integrada de silicona. Con indicador de vida útil.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|-------------------------------------|-----------|
| LLG06313844 | Aeration Valve d 20 mm,1 µm,PP,50pz | 50 pz |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

