



## Incubadora con agitación 311DS

### Incubadora con agitación 311DS

Incubadora con agitador orbital incorporado. Las condiciones de temperatura estable y un amplio rango de temperatura permiten el uso de esta incubadora para cultivos celulares, lavado de manchas, cultivos bacterianos, cultivos de levadura, estudios entomológicos, incubación de huevos, lavado de hibridación, mezcla y resuspensiones. Al abrir la puerta se detiene el funcionamiento de la agitadora. La incubadora se suministra con un estante.

- Sistema de control de temperatura SmartChek™
- Amplio rango de temperatura
- Alta uniformidad y precisión
- Puerta con junta con una gran área de visión
- Estantes ajustables

Plataforma plana con alfombra de goma antideslizante, plataformas para frascos, estantes adicionales, pedir por separado.

#### Especificaciones

Rango de temperatura: Ambiente +5 °C a 80 °C

Precisión: ±0,5 °C

Resolución del ajuste de la temperatura: 0,1 °C

Órbita de agitación: 19 mm

Velocidad de agitación: 20 ... 300 rpm

Temporizador: 0 ... 99 min o continuo

Volumen de la cámara: 71 l

Dimensiones de la cámara (An x L x Alt): 442 x 396 x 406 mm

Dimensiones totales (An x L x Alt): 574 x 544 x 635 mm

Peso: 63,6 kg

Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06261509	Shaking incubator 311DS230 V, incl. UK	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

