

**Vaso pendular, acero inoxidable**

Windaus-Labortechnik

Vaso pendular, acero inoxidable

Nuevo sistema tomamuestras que facilita la toma de muestras manual.

Adaptación universal gracias a:

- Cambio rápido y sencillo del equipo para la toma de muestras
- Cambio simple gracias al mecanismo a presión
- Varillas telescópicas de fibra de vidrio extremadamente fuertes, no corrosivas
- Hasta 20 tomamuestras distintos
- Cuatro varillas telescópicas distintas de fibra de vidrio de 1,5 m hasta 6,00 m de longitud

Pedir las varillas telescópicas por separado.

No se puede derramar nada porque el vaso de precipitados se mueve automáticamente a una posición vertical. Dimensión del vaso: 100 mm de diámetro, 130 mm de altura, 1 litro de volumen. Con una pieza de conexión universal.



Code	Description	Packaging
LLG06263290	Bécher basculant, Type Bécher basculant	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

