



## Vaso pendular, acero inoxidable

Windaus-Labortechnik

### Vaso pendular, acero inoxidable

Nuevo sistema tomamuestras que facilita la toma de muestras manual.

Adaptación universal gracias a:

- Cambio rápido y sencillo del equipo para la toma de muestras
- Cambio simple gracias al mecanismo a presión
- Varillas telescópicas de fibra de vidrio extremadamente fuertes, no corrosivas
- Hasta 20 tomamuestras distintos
- Cuatro varillas telescópicas distintas de fibra de vidrio de 1,5 m hasta 6,00 m de longitud

**Pedir las varillas telescópicas por separado.**

**No se puede derramar nada porque el vaso de precipitados se mueve automáticamente a una posición vertical. Dimensión del vaso: 100 mm de diámetro, 130 mm de altura, 1 litro de volumen. Con una pieza de conexión universal.**



Code	Description	Packaging
LLG06263290	Bécher basculant, Type Bécher basculant	1 pezzo



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

