



Agitador suspendido EUROSTAR 100 control / 100 control P4

Agitador suspendido EUROSTAR 100 control / 100 control P4

Potente agitador de laboratorio para aplicaciones de alta viscosidad y mezcla intensiva para cantidades de hasta 100 l (H₂O). Ajusta automáticamente la velocidad a través de una tecnología controlada por microprocesador. Los circuitos de seguridad instalados aseguran el corte automático en condiciones de antideslizamiento o sobrecarga. Se mantiene una comparación continua de la velocidad del eje con la velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente. Esto garantiza una velocidad constante incluso con cambios en la viscosidad de la muestra.

- Pantalla de velocidad digital
- Velocidad infinitamente ajustable
- Ejes agitadores de empuje
- Protección contra sobrecargas
- Operación con sobrecarga a corto plazo
- Carcasa delgada
- Funcionamiento silencioso
- Visualización del código de error
- Pantalla TFT multilingüe
- Mando a distancia desmontable
- Funciones programables
- Medición integrada de la temperatura
- Operación a intervalos
- Función de inversión
- Función de temporizador
- Circuito de seguridad ajustable
- Función de bloqueo
- Conexión para el sensor de temperatura externo



Material de suministro: Agitador suspendido, sensor de temperatura H 67.60, soporte de WiCo WH 11

Especificaciones 100 control // 100 control P4

Cantidad máx. de agitación (H₂O): 100 l

Viscosidad máx.: 70000 mPas // 100000 mPas

Potencia del motor entrada/salida: 174 / 142 W

Rango de velocidad: 0/30 ... 1300 rpm// 0/10 ... 300 rpm



Par máx. en el eje de agitación: 100 Ncm // 320 Ncm

Pantalla: TFT

Rango de sujeción: 0,5 ... 10 mm

Grado de protección según DIN EN 60529: IP 40

Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Sonda de temperatura: PT1000

Rango de medición temperatura: -10 ... +350 °C

Code	Description	Packaging
LLG09816709	Overhead stirrer EUROSTAR 100 control0/	1 pz.
LLG09816710	Overhead stirrer EUROSTAR 100 control S	1 pz.
LLG09816711	Overhead stirrer EUROSTAR 100 control S	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

