



Mono desechable Tyvek[®] IsoClean[®], con capucha, estéril

Mono desechable Tyvek[®] IsoClean[®], con capucha, estéril

DuPont™ Tyvek[®] IsoClean[®] con capucha y con cubrezapatos antideslizantes, modelo IC 105 S WH CS. Disponible en las tallas M a 3XL. Procesado limpio y esterilizado con rayos gamma. Costuras internas selladas. Lazos para los pulgares. Elástico en las muñecas, tobillos y cara. Cierre de cremallera frontal.

- Procesado limpio y esterilizado por radiación gamma a SAL de 10⁻⁶ (ISO 11137-1)
- Rastreo completo de toda la ropa esterilizada con certificados de esterilidad disponibles
- Apto para su uso en salas limpias de clase A/B de GMP (ISO Clase 5)
- Esta prenda no está certificada por la CE como ropa de protección química



Code	Description	Packaging
LLG09390061	Coverall Tyvek® IsoClean® with hood, siz	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

