



### Filtro respiratorio para máscaras de protección respiratoria Polimask 330 y C 607

Conexión de rosca al filtro conforme a DIN EN 148-1

#### Filtro de gas DIRIN 230 A2

-protección contra gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición de  $>65^{\circ}\text{C}$

#### Filtro combinado DIRIN 230 A2-P3R D

-protección contra gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición de  $>65^{\circ}\text{C}$  con protección adicional ante partículas de sustancias tóxicas y altamente tóxicas (P3) con

**BIOSTOP** innovador

#### Filtro combinado multi-tipo DIRIN 230 A2B2-P3R D

-protección contra gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición de  $>65^{\circ}\text{C}$ , gases inorgánicos y vapores, con protección adicional ante partículas de sustancias tóxicas y altamente tóxicas (P3) con

**BIOSTOP** innovador

#### Filtro multi-tipo DIRIN 230 A2B2E2K1

-protección contra gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición de  $>65^{\circ}\text{C}$ , gases y vapores inorgánicos, dióxido de azufre y amoníaco

#### Filtro combinado multi-tipo DIRIN 230 A2B2E2K2-P3R D\*

-protección contra gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición de  $>65^{\circ}\text{C}$ , gases y vapores inorgánicos, dióxido de azufre y amoníaco, con protección adicional ante partículas de sustancias tóxicas y altamente tóxicas (P3) con

#### Filtro combinado multi-tipo DIRIN 500 A2B2E2K2-Hg-P3R D\*

-protección contra gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición de  $>65^{\circ}\text{C}$ , gases y vapores inorgánicos, dióxido de azufre, amoníaco y vapores de mercurio, con protección adicional ante partículas de sustancias tóxicas y altamente tóxicas (P3)

-con **BIOSTOP** innovador (solamente con máscara completa)

#### Filtro combinado multi-tipo DIRIN 530 A2B2E2K2 Hg NO 20CO-P3R D\*

-protección contra gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición de  $>65^{\circ}\text{C}$ , gases y vapores inorgánicos, dióxido de azufre, amoníaco, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, vapores de mercurio y compuestos de mercurio, con protección adicional ante partículas de sustancias tóxicas y altamente tóxicas (P3)

-sellado en lámina de aluminio para un almacenamiento más seguro incluso en condiciones extremas

-con **BIOSTOP** innovador (solamente con máscara completa )

#### Filtro de partículas DIRIN 230 P3R D

-protección contra partículas de sustancias tóxicas y altamente tóxicas

-con **BIOSTOP** innovador



Code	Description	Packaging
LLG07636659	Combination filtersDirin 530, A2B2E2K2H	1 pz.
LLG09005660	Gas filter DIRIN 230 A2	1 pz.
LLG09005686	Combined filter DIRIN 230 A2-P3R	1 pz.
LLG09005687	Wide-range combined filterDIRIN 230 A2B	1 pz.
LLG09005690	Wide-range combined filterDIRIN 230 A2B	1 pz.
LLG09005691	Multi-range filter ABEKDIRIN 230 A2B2E2	1 pz.
LLG09005692	Multi-range combined filterDIRIN 500 A2	1 pz.
LLG09005744	Particle filter DIRIN 230 P3Rwith stand	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

