



## Fotómetro photoLab® y photoFlex®, programas de ensayo almacenados

### Fotómetro photoLab® y photoFlex®, programas de ensayo almacenados

- A: Almacenado en el photoLab® S6, S12, photoLab® Serie 6000/7000 y photoLab® Spectral  
 B: Almacenado en el photoLab® S12, el photoLab® Serie 6000/7000 y el photoLab® Spectral  
 C: Almacenado en photoFlex® STD, photoFlex® pH y photoFlex® Turb  
 D: Almacenado en la serie photoLab® 6000/7000

### Ensayos sin reactivos:

DQO, Nitrito, Nitrito, medición sin reactivos ópticos en las salidas de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

- Cu - baño de cobre, 690nm, 820nm - baño de cobre - B  
 CrO3 - baño de cromo - baño de cromo - B  
 Ni - baño de níquel - baño de níquel - B  
 HZ - Color Hazen - Color Hazen - B  
 IFZ - número de yodo, 340nm, 455nm - número de yodo - B  
 m-1 (DFZ) - coloración - FB445 - B, C  
 m-1 (DFZ) - coloración - FB525 - A, C  
 m-1 (DFZ) - coloración - FB620 - B, C  
 FAU - turbidez 620 - T620 - B  
 E - extinción - extinción - A, B, C  
 SAK - Coeficiente de absorción espectral a 254 y 436nm photoLab® 6100 VIS (436nm) y photoLab® 6600 UV-VIS (254/436nm)

Otros ensayos y ayudas de comprobación como estándares y soluciones de reactivos para los instrumentos a petición, la información de rango se basa en el rango máximo y también puede ser menor para el photoFlex®.

Todos los sets de ensayo almacenados para los fotómetros photoLab® y photoFlex® se pueden encontrar en nuestra tienda online.

La información para pedidos de todos los artículos descritos anteriormente y de otros artículos se encuentra en nuestra tienda online.



Code	Description	Packaging
LLG09920862	Reaction cuvette test Type Cu-1 TPCu, C	1 pz.
LLG09920864	Test kit Typ Cl-3 TPCl2, Chlor total, 0	1 pz.
LLG09920880	Test kits,O2 COD, CODUN 3316, 9, II, (E	1 pz.
LLG09920887	Test kits,Cu, copper	1 pz.
LLG09920900	Test kits,SO3, sulfite	1 pz.
LLG09920906	Test kits,Al, aluminum	1 pz.
LLG09920916	Test kits,Cu, copper	1 pz.
LLG09920918	Test kits,Fe, iron	1 pz.
LLG09920927	Test kits,NH4-N, ammoniumUN 3316, 9, II	1 pz.
LLG09920934	Test kits,O2 COD, CODUN 3316, 9, II, (E	1 pz.
LLG09920936	Test kits,O2 COD, CODUN 3316, 9, II, (E	1 pz.
LLG09920945	Test kits 01744 pH	1 pz.
LLG09920948	Test kits 01746SO3, sulphite	1 pz.
LLG09920956	C3/25 test kit 10 - 150 mg/l CSB x25	1 pz.
LLG09920966	Reaction cuvette system: type F 00809FI	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

