

**Electrodos para el medidor de pH PHT 810**Xylem Analytics Germany
(EBRO)**Electrodos para el medidor de pH PHT 810**

Electrodo de plástico AT 200: Material de la carcasa: Plástico, Diámetro: 12mm, Longitud del eje: 120mm

Electrodo de vidrio AT 201: Eje de material de la carcasa: Vidrio, diámetro del eje: 12mm, longitud del eje: 120mm

Electrodo de penetración AT 206 para mediciones en alimentos semisólidos y otros materiales. Material de la carcasa: Vidrio, Diámetro del eje/electrodo: 25mm / 5mm, Longitud del eje/electrodo: 65mm / 12mm, con 1m de cable y conector BNC



Code	Description	Packaging
LLG06252036	pH-Electrode AT 206for food industry	1 pz.
LLG06267164	Plastic-electrode AT 200pH 0...14, -5..	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

