



Caja plegable mini, PP, apilable

Caja plegable mini, PP, apilable

Un sencillo y resistente mecanismo de plegado permite un manejo seguro y fácil. Volumen 4 litros, peso 180g, carga 2,5kg. Apta para el lavavajillas, apta para alimentos. Autoclavable a 120 °C, estabilidad de temperatura duradera de -40 °C a 90 °C.



Code	Description	Packaging
LLG09301480	Foldable box MINI, 4 L, black265x171x10	1 pz
LLG09301481	Foldable box MINI, 4 L, white265x171x10	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

