



Fotómetros MD 200

Fotómetros MD 200

Dispositivos de sobremesa aptos para uso móvil. Para un control preciso del agua mediante una óptica de alta precisión y filtros de interferencia de alta calidad con LEDs estables a largo plazo como fuentes de luz.

- Apagado automático
- Reloj y fecha en tiempo real
- Pantalla de la función de ajuste
- Pantalla LCD iluminada

Otras versiones del fotómetro están disponibles a petición.



Code	Description	Packaging
LLG09950531	CSB Photometer AL200 COD VARIO(photomet	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

