



Caja plegable midi, PP, apilable

Caja plegable midi, PP, apilable

Un mecanismo de plegado sencillo y resistente permite un manejo seguro y sencillo. Volumen 14,7 litros, peso 452 g, carga 14,7 kg. Apta para lavavajillas, apta para alimentos. Resistente a temperaturas de -20 °C a 40 °C.

La caja plegable mini encaja perfectamente dos veces en la midi.



Code	Description	Packaging
LLG09301485	Foldable box MIDI, 14.5 L, black400x300	1 pz
LLG09301486	Foldable box MIDI, 14.5 L, white400x300	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

