




## Tubo Tygon<sup>®</sup> E-3603

### Tubo Tygon<sup>®</sup> E-3603

Incoloro, transparente, Shore A 55. Tubo de laboratorio universal con muy buenas propiedades de agarre en accesorios de vidrio o plástico. Muy baja permeabilidad al gas, similar a la del caucho. Resistente a la mayoría de los productos químicos de laboratorio. Adecuado para bombas peristálticas y para dispensar alimentos y bebidas.

- Rango de temperatura -50 a 74°C
- No contiene BPA ni ftalatos
- USP clase VI



Code	Description	Packaging
LLG09205515	Tygon Tubing 0,80x0,80mmsupplied per me	1 mt
LLG09205536	Tygon tubing 1,60x0,80mm1Meter	1 mt
LLG09205537	Tygon tubing, 1,60 x 1,60 mmsupplied pe	1 mt
LLG09205550	Tygon tubes 2,40x0,80mmsupplied in mete	1 mt
LLG09205551	Tygon tubing, 2,40 x 1,60 mmsupplied pe	1 mt
LLG09205561	Tygon-tubing 3,20x0,80mmsupplied per met	1 mt
LLG09205562	Tygon® tubing E-3603,3,2 x 1,6 mm wall,	1 mt
LLG09205564	Tygon tubing 4x0,8mmsupplied per metre	1 mt
LLG09205566	Tygon® tubing E3603,4,0 x 1,6 mm wall,	1 mt
LLG09205567	Tygon® tubing E3603,4,8 x 1,6 mm wall,	1 mt
LLG09205568	Tygon tubing, 4,80 x 0,80 mmsupplied pe	1 mt
LLG09205569	Tygon tubing, 4,80 x 2,40 mmsupplied pe	1 mt
LLG09205570	Tygon tubing, 4,80 x 3,20 mmsupplied pe	1 mt
LLG09205575	Tygon tubing, 6,40 x 0,80 mmsupplied pe	1 mt
LLG09205576	Tygon® tubing E3603,6,4 x 1,6 mm wall,	1 mt
LLG09205578	Tygon tubing, 6,40 x 3,20 mmsupplied pe	1 mt
LLG09205583	Tygon® tubing E3603,8,0 x 1,6 mm wall,	1 mt
LLG09205584	Tygon® tubing E3603,8,0 x 2,4 mm wall,	1 mt
LLG09205585	Tygon tubing, 8,00 x 3,20 mmsupplied pe	1 mt
LLG09205586	Tygon tubing, 8,00 x 4,00 mmsupplied pe	1 mt



Code	Description	Packaging
LLG09205588	Tygon® tubing E3603,9,5 x 1,6 mm mm wal	1 mt
LLG09205589	Tygon tubing, E3603, 9,5 x 2,4 mm wall	1 mt
LLG09205590	Tygon tubing, 9,50 x 3,20 mmsupplied pe	1 mt
LLG09205591	Tygon tubing, 11,10 x 1,60 mmsupplied p	1 mt
LLG09205592	Tubing, tygon, 11,10 x 2,40 mmsupplied	1 mt
LLG09205593	Tubing, tygon, 11,10 x 3,20 mmsupplied	1 mt
LLG09205595	Tygon® tubing E3603,12,7 x 1,6 mm wall,	1 mt
LLG09205596	Tygon® tubing E3603,12,7 x 2,4 mm wall,	1 mt
LLG09205597	Tygon tubing, 12,70 x 3,20 mmsupplied p	1 mt
LLG09205598	Tygon tubing, 12,70 x 4,00 mmsupplied p	1 mt
LLG09206524	Tygon tubing 15,90 x 3,20mm	1 mt
LLG09206545	Tygon tubing 19,0 x 4,00mm- per meter -	1 mt



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

