




## Tubo tramado, PVC

### Tubo tramado, PVC

Transparente. PVC con refuerzo de malla de terileno. Certificado por el TÜV alemán según la norma DIN EN ISO 5774:2008. Probado por la directiva BGVO 2002/72/EC bis 2008/39/EC para el contacto con alimentos. Durómetro 77 Shore A.



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06291358 | PVC braided tubing 6 x 3.0 mm, 10m       | 10 pz.    |
| LLG06291359 | PVC braided tubing 8 x 3.0 mm , 10m      | 10 pz.    |
| LLG06291360 | PVC braided tubing 10 x 3.0 mm , 10m     | 10 pz.    |
| LLG06291361 | PVC braided tubing 12.5 x 3.0 mm wall ha | 10 pz.    |
| LLG09205816 | PVC braided tubing 6 x 3.0 mm wall, p.m  | 1 pz      |
| LLG09205818 | PVC braided tubing 8 x 3.0 mm wall, p.m  | 1 pz      |
| LLG09205820 | PVC braided tubing 10 x 3.0 mm wall, p.  | 1 pz      |
| LLG09205823 | PVC braided tubing 12.5 x 3.0 mm wall,   | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

