




Tubo tramado, PVC

Tubo tramado, PVC

Transparente. PVC con refuerzo de malla de terileno. Certificado por el TÜV alemán según la norma DIN EN ISO 5774:2008. Probado por la directiva BGVO 2002/72/EC bis 2008/39/EC para el contacto con alimentos. Durómetro 77 Shore A.



Code	Description	Packaging
LLG06291358	PVC braided tubing 6 x 3.0 mm, 10m	10 pz.
LLG06291359	PVC braided tubing 8 x 3.0 mm , 10m	10 pz.
LLG06291360	PVC braided tubing 10 x 3.0 mm , 10m	10 pz.
LLG06291361	PVC braided tubing 12.5 x 3.0 mm wall ha	10 pz.
LLG09205816	PVC braided tubing 6 x 3.0 mm wall, p.m	1 pz
LLG09205818	PVC braided tubing 8 x 3.0 mm wall, p.m	1 pz
LLG09205820	PVC braided tubing 10 x 3.0 mm wall, p.	1 pz
LLG09205823	PVC braided tubing 12.5 x 3.0 mm wall,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

