




Tubo tramado, PVC

Tubo tramado, PVC

Transparente. PVC con refuerzo de malla de terileno. Certificado por el TÜV alemán según la norma DIN EN ISO 5774:2008. Probado por la directiva BGVO 2002/72/EC bis 2008/39/EC para el contacto con alimentos. Durómetro 77 Shore A.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06291358 | PVC braided tubing 6 x 3.0 mm, 10m | 10 pz. |
| LLG06291359 | PVC braided tubing 8 x 3.0 mm , 10m | 10 pz. |
| LLG06291360 | PVC braided tubing 10 x 3.0 mm , 10m | 10 pz. |
| LLG06291361 | PVC braided tubing 12.5 x 3.0 mm wall ha | 10 pz. |
| LLG09205816 | PVC braided tubing 6 x 3.0 mm wall, p.m | 1 pz |
| LLG09205818 | PVC braided tubing 8 x 3.0 mm wall, p.m | 1 pz |
| LLG09205820 | PVC braided tubing 10 x 3.0 mm wall, p. | 1 pz |
| LLG09205823 | PVC braided tubing 12.5 x 3.0 mm wall, | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

