


**Indicadores de flujo LaboPlast<sup>®</sup>****Bürkle****Indicadores de flujo LaboPlast<sup>®</sup>**

Proporciona una indicación visual del flujo de líquido o gas en la tubería. Funciona en ambas direcciones y en cualquier ángulo. Puede acomodar caudales de hasta aprox. 150ml/min. Longitud incl. boquilla 88mm. Para tubos de 6mm a 11mm de diámetro. Presión máxima: 2 bar. Apto para uso alimentario.

**Selección de modelos:**

- LiquiMobil de SAN hasta 30°C de temperatura de trabajo
- CheMobil de PMP hasta 60°C de temperatura de trabajo, esterilizable en autoclave, resistente a los productos químicos



Code	Description	Packaging
LLG09003901	Flow controller, plastic	1 pz.
LLG09003910	Flow indicators LaboPlastLiquiMobil/San	1 pz.
LLG09003911	Flow indicatorsLiquid Mobil/SAN red	1 pz.
LLG09003912	Flow indicators, blackLiquiMobil SAN	1 pz.
LLG09003913	Flow indicatorCheMobi PMP blue	1 pz.
LLG09003914	Flow indicatorsCheMobi/PMP black	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

