



## Cajas de estándar europeo, PP, apilables

### Cajas de estándar europeo, PP, apilables

Recipientes transparentes de plástico, sólidos, inodoros, resistentes al frío y al calor, estables frente a la mayoría de ácidos y bases. Lavables en lavaplatos, aptos para alimentos. Disponibles en dos tamaños (40 x 30 cm y 60 x 40 cm) .

**-Pedir por separado las tapas correspondientes.**

-Carro correspondiente (código 9.301 502)



Code	Description	Packaging
LLG09301503	Euronormbox TRANSPARENT, 20 L 400x300x2	1 pz.
LLG09301504	Euronormbox TRANSPARENT, 46 L 600x400x1	1 pz.
LLG09301505	Euronormbox TRANSPARENT, 66 L 600x400x3	1 pz.
LLG09301506	Lid for Euronormbox TRANSPARENT 400x300	1 pz.
LLG09301507	Lid for Euronormbox TRANSPARENT 600x400	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

