



Cajas de estándar europeo, PP, apilables

Cajas de estándar europeo, PP, apilables

Recipientes transparentes de plástico, sólidos, inodoros, resistentes al frío y al calor, estables frente a la mayoría de ácidos y bases. Lavables en lavaplatos, aptos para alimentos. Disponibles en dos tamaños (40 x 30 cm y 60 x 40 cm) .

-Pedir por separado las tapas correspondientes.

-Carro correspondiente (código 9.301 502)



Code	Description	Packaging
LLG09301503	Euronormbox TRANSPARENT, 20 L 400x300x2	1 pz.
LLG09301504	Euronormbox TRANSPARENT, 46 L 600x400x1	1 pz.
LLG09301505	Euronormbox TRANSPARENT, 66 L 600x400x3	1 pz.
LLG09301506	Lid for Euronormbox TRANSPARENT 400x300	1 pz.
LLG09301507	Lid for Euronormbox TRANSPARENT 600x400	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

