



Cajas de estándar europeo, PP, apilables

Cajas de estándar europeo, PP, apilables

Recipientes transparentes de plástico, sólidos, inodoros, resistentes al frío y al calor, estables frente a la mayoría de ácidos y bases. Lavables en lavaplatos, aptos para alimentos. Disponibles en dos tamaños (40 x 30 cm y 60 x 40 cm) .

-Pedir por separado las tapas correspondientes.

-Carro correspondiente (código 9.301 502)



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09301503 | Euronormbox TRANSPARENT, 20 L 400x300x2 | 1 pz. |
| LLG09301504 | Euronormbox TRANSPARENT, 46 L 600x400x1 | 1 pz. |
| LLG09301505 | Euronormbox TRANSPARENT, 66 L 600x400x3 | 1 pz. |
| LLG09301506 | Lid for Euronormbox TRANSPARENT 400x300 | 1 pz. |
| LLG09301507 | Lid for Euronormbox TRANSPARENT 600x400 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

