

**Tubos Eppendorf [®] 5.0 ml****Eppendorf AG****Tubos Eppendorf [®] 5.0 ml**

- Manejo ergonómico: Manejo simple, práctico y ergonómico. Gran zona de etiquetado.
- Diseño de la tapa: Tapa abatible para una evaporación reducida de la muestra durante el almacenamiento y la incubación en un intervalo grande de temperaturas desde -86 °C hasta 100 °C
- Material: De calidad excepcionalmente elevada, polipropileno transparente, sin plastificantes, biocidas o agentes liberadores de moho. Proporciona unos resultados muy fiables.
- Pureza certificada: Disponible en lotes de calidad Eppendorf certificada, PCR clean y estériles
- Seguridad en la centrifugación: Seguridad máxima y estabilidad para la centrifugación de hasta 25 000 x g y protocolos rápidos y eficientes.
- Forma cónica: Compatible con accesorios para tubos cónicos de 15 mL - se pueden utilizar muchos adaptadores y gradillas.



Code	Description	Packaging
LLG06282530	Reaction vials 5.0ml,with screw cap, Epp	2x100 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

