



## Tubo Norprene<sup>®</sup> A 60 G

### Tubo Norprene<sup>®</sup> A 60 G

Negro, elastómero termoplástico, Shore A 61. Adecuado para su uso como tubo para bombas peristálticas. Alta resistencia. Resistente a muchos productos químicos agresivos.

- Rango de temperatura -60 a 135 °C
- Excelente resistencia a la intemperie
- Resistente a la abrasión
- Baja permeabilidad al gas en comparación con los tubos de goma
- Resistente al ozono (300 pphm) y a la luz UV



Code	Description	Packaging
LLG06291383	Tubing, norprene, 1,6 x 1,6 mm pack of 1	15 pz.
LLG06291384	Norprene® tubing,black,3.2x1.6 mm wall p	15 pz.
LLG06291385	Norprene® tubing,black,4.8x1.6 mm wall p	15 pz.
LLG06291386	Norprene® tubing,black,6.4x1.6 mm wall V	15 pz.
LLG06291387	Norprene® tubing,black,6.4x2.4 mm wall p	15 pz.
LLG06291388	Norprene® tubing,black,8.0x2.4 mm wall p	15 pz.
LLG06291389	Norprene® tubing,black,9.6x1.6 mm wall p	15 pz.
LLG09206941	Tubing, norprene, 1,6 x 1,6 mmsupplied	1 pz
LLG09206944	Norprene® tubing,black,3.2x1.6 mm wall,	1 pz
LLG09206951	Norprene® tubing,black,4.8x1.6 mm wall,	1 pz
LLG09206956	Norprene® tubing,black,6.4x1.6 mm wall,	1 pz
LLG09206957	Norprene® tubing,black,6.4x2.4 mm wall,	1 pz
LLG09206961	Norprene® tubing,black,8.0x1.6 mm wall,	1 pz
LLG09206962	Norprene® tubing,black,8.0x2.4 mm wall,	1 pz
LLG09206967	Norprene® tubing,black,9.6x1.6 mm wall,	1 pz
LLG09206968	Norprene tubing, 9,5 x 2,4 mmsupplied p	1 pz
LLG09206973	Norprene tubing, 11,1 x 1,6 mmsupplied	1 pz
LLG09206976	Norprene® tubing,black,12.7x1.6 mm wall	1 pz
LLG09206977	Norprene® tubing,black,12.7x2.4 mm wall	1 pz





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

