



Destiladores de agua Puridest

Lauda Dr.R.Wobser GmbH &
Co.KG

Destiladores de agua Puridest

Los destiladores de agua Puridest producen un destilado de alta pureza, bajo en gas, libre de gérmenes y libre de pirógenos, por ejemplo, para diluir reactivos y muestras. Después de una conexión directa con el agua cruda y la fuente de alimentación, el agua ultrapura puede ser extraída directamente. Los sistemas de destilación con una o dos etapas de destilación alcanzan excelentes valores de conductividad. Los destiladores de agua de vidrio suministran agua casi libre de iones metálicos.

- Con la "Tecnología GFL" para la más alta calidad, fiabilidad y durabilidad
- Los destilados con valores de conductividad de hasta $1,6 \mu\text{S} / \text{cm}$, cumplen con las normas DAB y las disposiciones de las farmacopeas internacionales
- Sin el uso de consumibles
- Las necesidades de mantenimiento se limitan a la simple limpieza de los contaminantes del destilador
- Con indicadores LED para el estado de funcionamiento y los requisitos de limpieza (PD 2 y PD 4 sólo con indicadores LED para el estado de funcionamiento)



Code	Description	Packaging
LLG09910690	Double water distillation apparatus, 400	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

