



Centrífuga Gerber universal

Centrífuga Gerber universal

Centrífuga para el uso diario en laboratorio.

- Temporizador de 0 a 255 minutos
- Freno automático
- Calefacción opcional con rango de temperatura variable hasta los 65 °C (1200 W)
- Control por microprocesador con pantalla LCD para visualizar la velocidad, tiempo de funcionamiento, temperatura y mensajes de error
- Tapa con cierre
- Detecta el desequilibrio y no permite que la centrífuga se ponga en marcha
- Mensajes de error

3 velocidades preprogramadas para:

- Butirómetros Gerber (350 x g)
- Índice de solubilidad en leche en polvo (164 x g)
- Tubos de extracción Roesse-Gottlieb/Mojonnier (80 x g)
- 1 rango de velocidad variable (200 a 1100 rpm), bajo pedido

Especificaciones

Dimensiones (An x L x Alt): 640 x 640 x 450 mm

Fuente de alimentación: 230 VAC, 50 Hz



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06254782 | Centrifuge Universal 12 place rotor, 23 | 1 pz. |
| LLG06264744 | Centrifuge Universal 36 special rotor, | 1 pz. |
| LLG06264745 | Centrifuge Universal w.heating, 36-plac | 1 pz. |
| LLG09112595 | Centrifuge Universal with heating, wi/1 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

