



## Centrífuga Gerber universal

### Centrífuga Gerber universal

Centrífuga para el uso diario en laboratorio.

- Temporizador de 0 a 255 minutos
- Freno automático
- Calefacción opcional con rango de temperatura variable hasta los 65 °C (1200 W)
- Control por microprocesador con pantalla LCD para visualizar la velocidad, tiempo de funcionamiento, temperatura y mensajes de error
- Tapa con cierre
- Detecta el desequilibrio y no permite que la centrífuga se ponga en marcha
- Mensajes de error

3 velocidades preprogramadas para:

- Butirómetros Gerber (350 x g)
- Índice de solubilidad en leche en polvo (164 x g)
- Tubos de extracción Roesse-Gottlieb/Mojonnier (80 x g)
- 1 rango de velocidad variable (200 a 1100 rpm), bajo pedido

### Especificaciones

**Dimensiones (An x L x Alt): 640 x 640 x 450 mm**

**Fuente de alimentación: 230 VAC, 50 Hz**



Code	Description	Packaging
LLG06254782	Centrifuge Universal 12 place rotor, 23	1 pz.
LLG06264744	Centrifuge Universal 36 special rotor,	1 pz.
LLG06264745	Centrifuge Universal w.heating, 36-plac	1 pz.
LLG09112595	Centrifuge Universal with heating, wi/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

