



## Gafas de seguridad Pulsafe Millenia

Honeywell Safety Products

### Gafas de seguridad Pulsafe Millenia

Las gafas Pulsafe Millennia proporcionan: visibilidad sin distorsiones gracias a los cristales con curvatura de 9 dioptrías, cuya distancia a la pupila se mantiene constante; ajuste muy ceñido en la región ocular; patillas ergonómicas que no aprietan. Y todo en un estilo elegante muy actual. Con cristales antivaho Fogban. Gracias a estos cristales las gafas no se empañan ni por dentro ni por fuera - incluso en situaciones extremas, como los cambios bruscos de temperatura, humedad del aire elevada, etc.



Code	Description	Packaging
LLG09005073	Safety spectacles (eyeshield) frame bla	1 pz
LLG09005074	Safety spectacles (eyeshield) frame bla	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

