

**Gafas de seguridad Pulsafe Millenia**

Honeywell Safety Products

Gafas de seguridad Pulsafe Millenia

Las gafas Pulsafe Millennia proporcionan: visibilidad sin distorsiones gracias a los cristales con curvatura de 9 dioptrías, cuya distancia a la pupila se mantiene constante; ajuste muy ceñido en la región ocular; patillas ergonómicas que no aprieten. Y todo en un estilo elegante muy actual. Con cristales antivaho Fogban. Gracias a estos cristales las gafas no se empañan ni por dentro ni por fuera - incluso en situaciones extremas, como los cambios bruscos de temperatura, humedad del aire elevada, etc.



Code	Description	Packaging
LLG09005073	Safety spectacles (eyeshield) frame bla	1 pz
LLG09005074	Safety spectacles (eyeshield) frame bla	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

