



## Gafas de seguridad Pulsafe Millenia

Honeywell Safety Products

### Gafas de seguridad Pulsafe Millenia

Las gafas Pulsafe Millennia proporcionan: visibilidad sin distorsiones gracias a los cristales con curvatura de 9 dioptrías, cuya distancia a la pupila se mantiene constante; ajuste muy ceñido en la región ocular; patillas ergonómicas que no aprietan. Y todo en un estilo elegante muy actual. Con cristales antivaho Fogban. Gracias a estos cristales las gafas no se empañan ni por dentro ni por fuera - incluso en situaciones extremas, como los cambios bruscos de temperatura, humedad del aire elevada, etc.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09005073 | Safety spectacles (eyeshield) frame bla | 1 pz      |
| LLG09005074 | Safety spectacles (eyeshield) frame bla | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

