

**Puntas de filtro, HDPE****Ratiolab GmbH****Puntas de filtro, HDPE**

Puntas de pipeta con filtros especiales para prevenir de forma eficaz la contaminación del eje de la pipeta debido a aerosoles y líquidos introducidos en la pipeta.

-Estériles

-Libres de ADN, DNAsa, pirógenos y ATP

-Puntas de pipeta y filtros de aerosol hechos de HDPE ultra-hidrófobo

-Retención minimizada debido a un tratamiento especial de la superficie

-Un ajuste perfecto y preciso en todas las principales marcas de pipetas

-Envasadas en gradillas de plástico con tapas de bisagra

* aeroproject® ultra con longitud extendida para operar con vasos estrechos y reducir el riesgo de contaminación cruzada



A: todos las pipetas, ratiopetta®

B: Gilson PIPETMAN® Classic

C: Gilson PIPETMAN® Ultra

D: Gilson PIPETMAN® Neo

E: Thermo-Scientific Finnpiquette® F1 / F2

F: BioHit® Proline

G: BioHit® Mline

H: Brand Transferpette® S

I: Brand Transferpette® electronic

J: Eppendorf Reference®

K: Eppendorf Reference® 2

L: Eppendorf Research®

M: Eppendorf Research® plus

N: Socorex Acura® manual 825

O: Socorex Acura® manual 835



P: Socorex Acura® manual XS
Q: Socorex Calibra® digital 822
R: Socorex Calibra® digital 832
S: Dr. Lange®
T: Oxford®

Code	Description	Packaging
LLG06262343	Pointe de pipette avec filtre barrière	960 pz
LLG06262867	Pointe de pipette avec filtre barrière	960 pz
LLG06262868	aeroject ultra tips 1 - 100 µl sterilis	960 pz.
LLG06262869	Pointe de pipette avec filtre barrière	960 pz





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

