

**Puntas de filtro, HDPE**

Puntas de pipeta con filtros especiales para prevenir de forma eficaz la contaminación del eje de la pipeta debido a aerosoles y líquidos introducidos en la pipeta.

- Estériles
- Libres de ADN, DNAsa, pirógenos y ATP
- Puntas de pipeta y filtros de aerosol hechos de HDPE ultra-hidrófobo
- Retención minimizada debido a un tratamiento especial de la superficie
- Un ajuste perfecto y preciso en todas las principales marcas de pipetas
- Envasadas en gradillas de plástico con tapas de bisagra

\* aeroproject® ultra con longitud extendida para operar con vasos estrechos y reducir el riesgo de contaminación cruzada



- A:** todos las pipetas, ratiopetta®
- B:** Gilson PIPETMAN® Classic
- C:** Gilson PIPETMAN® Ultra
- D:** Gilson PIPETMAN® Neo
- E:** Thermo-Scientific Finnpipette® F1 / F2
- F:** BioHit® Proline
- G:** BioHit® Mline
- H:** Brand Transferpette® S
- I:** Brand Transferpette® electronic
- J:** Eppendorf Reference®
- K:** Eppendorf Reference® 2
- L:** Eppendorf Research®
- M:** Eppendorf Research® plus
- N:** Socorex Acura® manual 825
- O:** Socorex Acura® manual 835



**P:** Socorex Acura® manual XS  
**Q:** Socorex Calibra® digital 822  
**R:** Socorex Calibra® digital 832  
**S:** Dr. Lange®  
**T:** Oxford®

Code	Description	Packaging
LLG06262343	Pointe de pipette avec filtre barrière	960 pz
LLG06262867	Pointe de pipette avec filtre barrière	960 pz
LLG06262868	aeroject ultra tips 1 - 100 µl sterilis	960 pz.
LLG06262869	Pointe de pipette avec filtre barrière	960 pz





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

