

**Tomamuestras Silo Drill, aluminio o acero inoxidable V2A****Bürkle****Tomamuestras Silo Drill, aluminio o acero inoxidable V2A**

Si las mercancías a granel se transportan a grandes distancias (por ejemplo, en camiones, vagones de mercancías ferroviarios), puede producirse una separación. Por lo tanto, tomar la muestra sólo de la superficie conduce a un resultado erróneo. Se pueden tomar muestras representativas de todas las capas del silo con el SiloDrill. El SiloDrill cabe a través de todas las aberturas estándar con su diámetro de 90 mm.

- De acero inoxidable AISI 304 (1.4301) o aluminio
- Longitud estándar 150 cm, extensible en incrementos de 100 cm, máx. 350 cm
- Borde raspador para sustancias cohesivas
- Punta perforadora con cuchillas de perforación para facilitar la perforación



Code	Description	Packaging
LLG09303858	Silo drilllength 1500 mm	1 pz.
LLG09303859	Extension rodslenght 1000 mm V2Afor 9.3	1 pz.
LLG09303868	Silo drill, length 1500 mmV2A	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

