

**Muestreador UniSampler "EX", para líquidos inflamables de clase A 1****Bürkle****Muestreador UniSampler "EX", para líquidos inflamables de clase A 1**

Desarrollado especialmente para la toma de muestras de líquidos inflamables pertenecientes a la categoría de peligrosidad A1 (p. ej. gasolina). La electricidad estática que se pueda generar en el frasco de vidrio y el tubo se deriva a través de un cable de masa que están unidos y que sirve para conectar a tierra el tomamuestras. El Unisample "Ex" ha sido desarrollado en colaboración con la asociación de "calidad Tankschutz e.V."

Homologación PTB: D-333-009 618/00.

**Funcionamiento**

1. Conecte el Uni-sampler a tierra. 2. Baje la manguera de succión hasta la profundidad deseada. 3. Acople el adaptador al frasco de muestras. 4. Haga vacío con la bomba de mano, y recoja las muestras. 5. Saque el frasco lleno, ciérrelo y rotúlelo.

**Material suministrado:** UniSampler con 4 m de tubo, frasco de recogida de muestras de vidrio, manual de la bomba de vacío, adaptador para frascos, manguera de latón y cable a tierra en un maletín.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09303831 | Uni-sampler for class A1flammable liqui | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

