

**Juntas, silicona/PTFE y anillos de vertido, ETFE****DURAN Group****Juntas, silicona/PTFE y anillos de vertido, ETFE**

Anillos de vertido, ETFE.

Para tapones roscados de PBT. Autoclavables. Resistencia térmica: máx. 180°C

Junta de silicona (VMQ), recubierta de PTFE.

Para tapones roscados de PBT. Autoclavable. Resistencia térmica: máx. 130°C (vapor), 200°C (calor)



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09209086 | Pouring ring, GL 32, EFTEred            | 1 pz      |
| LLG09209087 | Pouring rings, GL 32, EFTEred, pack /10 | 10 pz.    |
| LLG09209088 | Pouring ring, GL 45, EFTEred            | 1 pz      |
| LLG09209089 | Pouring ring, GL 45, EFTEred, pack o/10 | 10 pz.    |
| LLG09209440 | Silicone seal GL 14PTFE coated          | 1 pz      |
| LLG09209441 | Silicone seal GL 18PTFE coated          | 1 pz      |
| LLG09209442 | Silicone seal GL 25PTFE coated          | 1 pz      |
| LLG09209443 | Silicone seal GL 32PTFE coated          | 1 pz      |
| LLG09209444 | Silicone seal GL 45PTFE coated          | 1 pz      |
| LLG09209445 | Silicone seals GL 14 PTFE pack 10       | 10 pz.    |
| LLG09209446 | Silicone seals GL 18 PTFE pack 10       | 10 pz.    |
| LLG09209447 | Silicone seal GL 25PTFE coated, pack/10 | 10 pz.    |
| LLG09209448 | Silicone seals GL 32PTFE coated, pac/10 | 10 pz.    |
| LLG09209449 | Silicone seals GL 45PTFE coated, pac/10 | 10 pz.    |





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

