

**Juntas, silicona/PTFE y anillos de vertido, ETFE****DURAN Group****Juntas, silicona/PTFE y anillos de vertido, ETFE**

Anillos de vertido, ETFE.

Para tapones roscados de PBT. Autoclavables. Resistencia térmica: máx. 180°C

Junta de silicona (VMQ), recubierta de PTFE.

Para tapones roscados de PBT. Autoclavable. Resistencia térmica: máx. 130°C (vapor), 200°C (calor)



Code	Description	Packaging
LLG09209086	Pouring ring, GL 32, EFTERed	1 pz
LLG09209087	Pouring rings, GL 32, EFTERed, pack /10	10 pz.
LLG09209088	Pouring ring, GL 45, EFTERed	1 pz
LLG09209089	Pouring ring, GL 45, EFTERed, pack o/10	10 pz.
LLG09209440	Silicone seal GL 14PTFE coated	1 pz
LLG09209441	Silicone seal GL 18PTFE coated	1 pz
LLG09209442	Silicone seal GL 25PTFE coated	1 pz
LLG09209443	Silicone seal GL 32PTFE coated	1 pz
LLG09209444	Silicone seal GL 45PTFE coated	1 pz
LLG09209445	Silicone seals GL 14 PTFE pack 10	10 pz.
LLG09209446	Silicone seals GL 18 PTFE pack 10	10 pz.
LLG09209447	Silicone seal GL 25PTFE coated, pack/10	10 pz.
LLG09209448	Silicone seals GL 32PTFE coated, pac/10	10 pz.
LLG09209449	Silicone seals GL 45PTFE coated, pac/10	10 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

