

**Gradilla de 12-40-168 pocillos PCR, de PP**

Heathrow Scientific LLC

**Gradilla de 12-40-168 pocillos PCR, de PP**

La tapa extraíble se puede ajustar en ambos lados. Se da la vuelta a esta gradilla reversible de polipropileno en función del tamaño de tubos que se necesitan. El lateral PCR de la gradilla tiene 168 pocillos que sostienen tubos de 0,2 ml. Los pocillos alojan tiras de 8 ó 12 tubos o bien tubos individuales. El lado opuesto de la gradilla tiene 40 pocillos que sostienen tubos de 0,5 ml.

Ambos lados de la gradilla tienen 12 pocillos para los tubos de 1,5 ml. Dimensiones (LxAnxAI): 206x131,54 mm

Esterilizable en autoclave



Code	Description	Packaging
LLG09409660	PCR-Rack reservibleassorted colours, /5	5 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

