



Tubos para cultivo, DURAN<sup>®</sup>, con tapón de rosca

DURAN Group

**Tubos para cultivo, DURAN<sup>®</sup>, con tapón de rosca**

Rosca DIN. Completos con tapón roscado PBT, junta roja y revestida de PTFE. Ideales para cultivos de microorganismos. Tipo de vidrio 1 / vidrio neutro según USP, EP y JP. Esterilizables en autoclave.



Code	Description	Packaging
LLG09010012	Culture tubes,DURAN®,with screw cap,/50	50 pz
LLG09010013	Culture tubes 13x100mmwith thread an/50	50 pz
LLG09010014	Culture tubes 16x150mmwith thread an/50	50 pz
LLG09010016	Culture tubes,DURAN®,with screw cap,/50	50 pz
LLG09010018	Culture tubes 18X180mmpack of 50 wit/50	50 pz
LLG09010019	Culture tubes 20x150mmwith thread an/50	50 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

