

**Cronómetro, digital****TFA Dostmann****Cronómetro, digital**

1/100 segundos, tiempo dividido, reloj, fecha con día de la semana, campana horaria, alarma con función de repetición, cordón.

Rango de medición: Tiempo hasta 23h, 59min, 59seg. Dimensiones (An x Alt x L): 65 x 79 x 21mm, peso: 50g, incl. 1x pila LR44 de 1,5V, EK-EL



Code	Description	Packaging
LLG09851018	"Digital-stopwatch ""HiTrax Run""black,	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

