

**Tubos Flex, PFA****BOLA****Tubos Flex, PFA**

Tubos ondulados con ondas dispuestas en forma de círculo, en forma concéntrica alrededor del eje longitudinal y piezas terminales cilíndricas de 40 mm de longitud, que se pueden conectar, por ejemplo, directamente a los grifos o bien olivas. En el uso de atornillados en el laboratorio tipo BOLA la unión es totalmente hermética y apta para el vacío.

- Flexible hasta altamente flexible
- Ningún estrechamiento transversal notable en caso de radios de curvatura estrechos
- Libre de poros
- Translúcido
- Ideal para uniones en caso de vibraciones
- Pequeños radios de curvatura posibles
- Para la compensación de extensiones longitudinales condicionadas térmicamente
- Para el llenado de líquidos mediante un manejo sin problemas



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06237188 | Flex-tubing, NW 10, PFAcylindrical end | 1 pz. |
| LLG09205711 | Flex-tubing, NW 8, PFAØ 8 x 6 mm, 0,5 m | 1 pz. |
| LLG09205712 | Flex-tubing, NW 10, PFAØ 10 x 8 mm, 0,5 | 1 pz. |
| LLG09205713 | Flex tubing, PFA, NW 130,5 m, Ø 12x10 m | 1 pz. |
| LLG09205714 | Flex-tubing, NW 14, PFAØ 14 x 12 mm, 0, | 1 pz. |
| LLG09205731 | Flex-tubing, NW 8, PFAØ 8 x 6 mm, 1,0 m | 1 pz. |
| LLG09205732 | Flex tubing PFA NW 1010x8mm | 1 pz. |
| LLG09205733 | Flex tubing, PFA, NW 131,0 m, Ø 12x10 m | 1 pz. |
| LLG09205734 | Flex-tubing, NW 14, PFAØ 14 x 12 mm, 1, | 1 pz. |
| LLG09205735 | Flex-tubing, NW 16, PFAØ 16 x 14 mm, 1, | 1 pz. |
| LLG09205740 | Flex tubing, NW 13, PFAØ 12 x 10 mm, 2, | 1 pz. |
| LLG09205741 | Flex tubing, NW 10, PFAØ 10 x 8 mm, 0,2 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

