

**Tubos Flex, PFA****BOLA****Tubos Flex, PFA**

Tubos ondulados con ondas dispuestas en forma de círculo, en forma concéntrica alrededor del eje longitudinal y piezas terminales cilíndricas de 40 mm de longitud, que se pueden conectar, por ejemplo, directamente a los grifos o bien olivas. En el uso de atornillados en el laboratorio tipo BOLA la unión es totalmente hermética y apta para el vacío.

- Flexible hasta altamente flexible
- Ningún estrechamiento transversal notable en caso de radios de curvatura estrechos
- Libre de poros
- Translúcido
- Ideal para uniones en caso de vibraciones
- Pequeños radios de curvatura posibles
- Para la compensación de extensiones longitudinales condicionadas térmicamente
- Para el llenado de líquidos mediante un manejo sin problemas



Code	Description	Packaging
LLG06237188	Flex-tubing, NW 10, PFAcylindrical end	1 pz.
LLG09205711	Flex-tubing, NW 8, PFAØ 8 x 6 mm, 0,5 m	1 pz.
LLG09205712	Flex-tubing, NW 10, PFAØ 10 x 8 mm, 0,5	1 pz.
LLG09205713	Flex tubing, PFA, NW 130,5 m, Ø 12x10 m	1 pz.
LLG09205714	Flex-tubing, NW 14, PFAØ 14 x 12 mm, 0,	1 pz.
LLG09205731	Flex-tubing, NW 8, PFAØ 8 x 6 mm, 1,0 m	1 pz.
LLG09205732	Flex tubing PFA NW 1010x8mm	1 pz.
LLG09205733	Flex tubing, PFA, NW 131,0 m, Ø 12x10 m	1 pz.
LLG09205734	Flex-tubing, NW 14, PFAØ 14 x 12 mm, 1,	1 pz.
LLG09205735	Flex-tubing, NW 16, PFAØ 16 x 14 mm, 1,	1 pz.
LLG09205740	Flex tubing, NW 13, PFAØ 12 x 10 mm, 2,	1 pz.
LLG09205741	Flex tubing, NW 10, PFAØ 10 x 8 mm, 0,2	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*