



## Jeringas de microlitros, serie 700, con aguja cementada (N)

### Jeringas de microlitros, serie 700, con aguja cementada (N)

Estilo de punta 2 (pst2): punta de aguja sin núcleo biselada de 12° recomendada para la penetración del septo. Ideal para aplicaciones de cromatografía de gases.

Estilo de punta 3 (pst3): Punta de aguja roma (90°) para usar con válvulas de inyección HPLC. También se recomienda para aplicaciones en las que se requiere una dosificación exacta (por ejemplo, cromatógrafos de capa fina).

Estilo de punta 4 (pst4): Punta de aguja biselada de 10-12° recomendada para aplicaciones de ciencias de la vida; punta afilada para inyección en animales.

Estilo de punta 5 (pst5): Aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septos, vinilos de capa fina y plásticos sin sacar el núcleo; minimiza el daño del septo

Estilo de punta AS (pstAS): Punta de aguja especial de estilo cónico (8° de conicidad) diseñada para soportar las demandas de múltiples inyecciones; usada exclusivamente en jeringas de auto muestreo GC  
Con aguja cementada (N, NR). Los tipos NR están especificados por Rheodyne. Émbolos esmerilados individualmente, por lo que no son intercambiables y no se suministran como repuesto. Longitud aguja: 51 mm.



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|------------------------------------------|-----------|
| LLG06055335 | Microlitre syringes,w/fixed needle,750 N | 1 pz      |
| LLG06800518 | Microlitre syringes 701 SN 10 µl, 51 /1  | 1 pz.     |
| LLG06801651 | Syringe 750 N / 500µl (22/51/5)/1        | 1 pz.     |
| LLG09221001 | Mikroliter syringes,cemented-in needle,  | 1 pz      |
| LLG09221002 | Mikroliter syringes,cemented-in needle,  | 1 pz      |
| LLG09221003 | Microlitre syringe 702 N25 µl (22s/51/2  | 1 pz      |
| LLG09221004 | Mikroliter syringes,cemented-in needle,  | 1 pz      |
| LLG09221005 | Mikroliter syringes,cemented-in needle,  | 1 pz      |
| LLG09221006 | Mikroliter syringes,cemented-in needle,  | 1 pz      |
| LLG09221007 | Mikroliter syringes,cemented-in needle,  | 1 pz      |
| LLG09221010 | Microliter syringes,cemented-in needle,  | 6 pz      |
| LLG09221011 | Microlitre syringes 75 N5µl (26S/51/3)   | 1 pz      |
| LLG09221012 | Mikroliter syringes,cemented-in needle,  | 1 pz      |
| LLG09221013 | Mikroliter syringes,cemented-in needle,  | 1 pz      |
| LLG09221014 | Mikroliter syringes,cemented-in needle,  | 1 pz      |
| LLG09221015 | Mikroliter syringes,cemented-in needle,  | 1 pz      |
| LLG09221016 | Mikroliter syringes,cemented-in needle,  | 1 pz      |





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

