



## Jeringas de microlitros, serie 700, con aguja cementada (N)

### Jeringas de microlitros, serie 700, con aguja cementada (N)

Estilo de punta 2 (pst2): punta de aguja sin núcleo biselada de 12° recomendada para la penetración del septo. Ideal para aplicaciones de cromatografía de gases.

Estilo de punta 3 (pst3): Punta de aguja roma (90°) para usar con válvulas de inyección HPLC. También se recomienda para aplicaciones en las que se requiere una dosificación exacta (por ejemplo, cromatógrafos de capa fina).

Estilo de punta 4 (pst4): Punta de aguja biselada de 10-12° recomendada para aplicaciones de ciencias de la vida; punta afilada para inyección en animales.

Estilo de punta 5 (pst5): Aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septos, vinilos de capa fina y plásticos sin sacar el núcleo; minimiza el daño del septo

Estilo de punta AS (pstAS): Punta de aguja especial de estilo cónico (8° de conicidad) diseñada para soportar las demandas de múltiples inyecciones; usada exclusivamente en jeringas de auto muestreo GC  
Con aguja cementada (N, NR). Los tipos NR están especificados por Rheodyne. Émbolos esmerilados individualmente, por lo que no son intercambiables y no se suministran como repuesto. Longitud aguja: 51 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06055335	Microlitre syringes,w/fixed needle,750 N	1 pz
LLG06800518	Microlitre syringes 701 SN 10 µl, 51 /1	1 pz.
LLG06801651	Syringe 750 N / 500µl (22/51/5)/1	1 pz.
LLG09221001	Mikroliter syringes,cemented-in needle,	1 pz
LLG09221002	Mikroliter syringes,cemented-in needle,	1 pz
LLG09221003	Microlitre syringe 702 N25 µl (22s/51/2	1 pz
LLG09221004	Mikroliter syringes,cemented-in needle,	1 pz
LLG09221005	Mikroliter syringes,cemented-in needle,	1 pz
LLG09221006	Mikroliter syringes,cemented-in needle,	1 pz
LLG09221007	Mikroliter syringes,cemented-in needle,	1 pz
LLG09221010	Microliter syringes,cemented-in needle,	6 pz
LLG09221011	Microlitre syringes 75 N5µl (26S/51/3)	1 pz
LLG09221012	Mikroliter syringes,cemented-in needle,	1 pz
LLG09221013	Mikroliter syringes,cemented-in needle,	1 pz
LLG09221014	Mikroliter syringes,cemented-in needle,	1 pz
LLG09221015	Mikroliter syringes,cemented-in needle,	1 pz
LLG09221016	Mikroliter syringes,cemented-in needle,	1 pz





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

