

**Microsiringhe, serie 800, con aghi cementati / removibili****Hamilton**

Microsiringhe, serie 800, con aghi cementati / removibili. Punta tipo 2 (pst2): smussata a 12°, ago fisso raccomandato per penetrazione dei setti dei tappi. Ideali per applicazioni gas-cromatografiche. Punta tipo 3 (pst3): ago a punta smussata (90°) per uso con valvole di iniezione in HPLC. Raccomandato anche per applicazioni dove è richiesto un dosaggio preciso (ad esempio cromatografia su strato sottile). Punta tipo 4 (pst4): smussata a 10-12°, ago raccomandato per applicazioni in Life Science; punte a 12° e 45° sono disponibili a richiesta. Punta tipo 5 (pst5): ago conico con foro laterale, per la penetrazione di setti, vinile a spessore sottile e plastica, minimizza i danni ai setti. Punta tipo AS (pstAS): ago a punta speciale conica (8° conicità) disegnata per soddisfare la richiesta di iniezioni multiple; usato esclusivamente su siringhe per autocampionatori di GC. Con ago cementato standard (N) e impugnatura metallica. Corpo in vetro borosilicato con ago removibile. Pistone in acciaio, smerigliato individualmente, perciò non intercambiabile e non disponibile come parte di ricambio. Precisione +/-1% del volume totale. Non autoclavabile. Siringa di tipo RN identica a RN B/P, ma con impugnatura in metallo.



Code	Description	Packaging
LLG06222013	Microsiringa, tipo 801 RN, capacità 10 µl, calibro 26s	1 pz
LLG06231153	Microsiringa, tipo 810 RN, capacità 100 µl, calibro 22s	1 pz
LLG06232019	Ago removibile, 85 RN B/P	1 pz
LLG06803384	Microsiringa, tipo 85 RN, capacità 5 µl, calibro 26s	1 pz
LLG09221105	Microsiringa, tipo 85 N, capacità µl, calibro 26s, Punta 2	1 pz
LLG09221110	Microsiringa tipo 801 N, capacità 10 µl, calibro 26s, Punta 2	1 pz
LLG09221111	Microsiringa, tipo 802 N, capacità 25 µl, calibro 22s, Punta 2	1 pz
LLG09221112	Microsiringa, tipo 805 N, capacità 50 µl, calibro 22s, Punta 2	1 pz
LLG09221113	Microsiringa, tipo 810 N, capacità 100 µl, calibro 22s, Punta 2	1 pz
LLG09221115	Microsiringa, tipo 85 RN, capacità 5 µl, calibro 26s, Punta 2	1 pz
LLG09221116	Microsiringa, tipo 801 RN, capacità 10 µl, calibro 26s, Punta 2	1 pz
LLG09221117	Microsiringa, tipo 802 RN, capacità 25 µl, calibro 22s, Punta 2	1 pz
LLG09221118	Microsiringa, tipo 805 RN, capacità 50 µl, calibro 22s, Punta 2	1 pz
LLG09221119	Microsiringa, tipo 810 RN, capacità 100 µl, calibro 22s, Punta 2	1 pz
LLG09221120	Microsiringa, tipo 825 RN, capacità 250 µl, calibro 22s, Punta 2	1 pz
LLG09221172	Microsiringa, tipo 801 RN B/P, capacità 10 µl	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

