

**Jeringas de microlitros, serie 800, con agujas cementadas (N) o extraíbles (RN)****Jeringas de microlitros, serie 800, con agujas cementadas (N) o extraíbles (RN)**

Estilo de punta 2 (pst2): punta de aguja sin núcleo biselada de 12° recomendada para la penetración del septo. Ideal para aplicaciones de cromatografía de gases.

Estilo de punta 3 (pst3): Punta de aguja roma (90°) para usar con válvulas de inyección HPLC. También se recomienda para aplicaciones en las que se requiere una dosificación exacta (por ejemplo, cromatógrafos de capa fina).

Estilo de punta 4 (pst4): Punta de aguja biselada de 10-12° recomendada para aplicaciones de ciencias de la vida; punta afilada para inyección en animales.

Estilo de punta 5 (pst5): Aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septos, vinilos de capa fina y plásticos sin sacar el núcleo; minimiza el daño del septo

Estilo de punta AS (pstAS): Punta de aguja especial de estilo cónico (8° de conicidad) diseñada para soportar las demandas de múltiples inyecciones; usada exclusivamente en jeringas de auto muestreo GC

Con mango de metal. Los émbolos son ajustados individualmente, por lo tanto no pueden ser intercambiados y no están disponibles como piezas de repuesto. Agujas cementadas (N) o aguja extraíble (RN).



Code	Description	Packaging
LLG06222013	Microliter syringe 801 RN10 µl, without	1 pz
LLG06231153	Mikroliter syringe 810 RN100 µl, withou	1 pz
LLG06232019	RN-needles 85 RN B/P, W/0, 5 µl/1	1 pz.
LLG06803384	Microlitre syringes 85 RN 5 ul	1 pz
LLG09221105	Mikroliter syringes,cemented-in needle,	1 pz
LLG09221110	Mikroliter syringes,cemented-in needle,	1 pz
LLG09221111	Microlitre syringes 802 NE25 µl (22s/51	1 pz
LLG09221112	Microlitre syringes 805 N50 µl (22s/51/	1 pz
LLG09221113	Microlitre syringes810 NE, 100µl	1 pz
LLG09221115	Microlitre syringe 85 RN5µl	1 pz
LLG09221116	Microlitre syringes 801 RN10ul	1 pz
LLG09221117	Microlitre syringes 802 RN25 µl (22s/51	1 pz
LLG09221118	Microlitre syringes805 RNE 50µl	1 pz
LLG09221119	Microlitre syringes 810 RN100 µl (22s/5	1 pz
LLG09221120	Microlitre syringes825 RNE 250ml	1 pz
LLG09221172	Spare-Microlitre syringes 801 RN B/P10	1 pz





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

