

**Jeringas de microlitros, serie 800, con agujas cementadas (N) o extraíbles (RN)****Jeringas de microlitros, serie 800, con agujas cementadas (N) o extraíbles (RN)**

Estilo de punta 2 (pst2): punta de aguja sin núcleo biselada de 12° recomendada para la penetración del septo. Ideal para aplicaciones de cromatografía de gases.

Estilo de punta 3 (pst3): Punta de aguja roma (90°) para usar con válvulas de inyección HPLC. También se recomienda para aplicaciones en las que se requiere una dosificación exacta (por ejemplo, cromatógrafos de capa fina).

Estilo de punta 4 (pst4): Punta de aguja biselada de 10-12° recomendada para aplicaciones de ciencias de la vida; punta afilada para inyección en animales.

Estilo de punta 5 (pst5): Aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septos, vinilos de capa fina y plásticos sin sacar el núcleo; minimiza el daño del septo

Estilo de punta AS (pstAS): Punta de aguja especial de estilo cónico (8° de conicidad) diseñada para soportar las demandas de múltiples inyecciones; usada exclusivamente en jeringas de auto muestreo GC

Con mango de metal. Los émbolos son ajustados individualmente, por lo tanto no pueden ser intercambiados y no están disponibles como piezas de repuesto. Agujas cementadas (N) o aguja extraíble (RN).



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06222013 | Microliter syringe 801 RN10 µl, without | 1 pz |
| LLG06231153 | Mikroliter syringe 810 RN100 µl, withou | 1 pz |
| LLG06232019 | RN-needles 85 RN B/P, W/0, 5 µl/1 | 1 pz. |
| LLG06803384 | Microlitre syringes 85 RN 5 ul | 1 pz |
| LLG09221105 | Mikroliter syringes,cemented-in needle, | 1 pz |
| LLG09221110 | Mikroliter syringes,cemented-in needle, | 1 pz |
| LLG09221111 | Microlitre syringes 802 NE25 µl (22s/51 | 1 pz |
| LLG09221112 | Microlitre syringes 805 N50 µl (22s/51/ | 1 pz |
| LLG09221113 | Microlitre syringes810 NE, 100µl | 1 pz |
| LLG09221115 | Microlitre syringe 85 RN5µl | 1 pz |
| LLG09221116 | Microlitre syringes 801 RN10ul | 1 pz |
| LLG09221117 | Microlitre syringes 802 RN25 µl (22s/51 | 1 pz |
| LLG09221118 | Microlitre syringes805 RNE 50µl | 1 pz |
| LLG09221119 | Microlitre syringes 810 RN100 µl (22s/5 | 1 pz |
| LLG09221120 | Microlitre syringes825 RNE 250ml | 1 pz |
| LLG09221172 | Spare-Microlitre syringes 801 RN B/P10 | 1 pz |





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

